

PACT® heilt Nagelpilz

Jeder 5. Erwachsene bis 65 Jahre und jeder 2. über 65 Jahre leidet unter einer Nagelpilzinfektion.

PACT® heilt Nagelpilzinfektionen mit Hilfe eines lichtaktivierbaren Farbstoffes und speziellem Licht.

PACT®-Behandlungen sind völlig schmerzlos und frei von Nebenwirkungen.

Sprechen Sie Ihren Podologen / Fußpfleger darauf an.

Hahn Medical Systems GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany
Fon +49 70 71 9 75 57 500
Fax +49 70 71 9 75 57 550
www.hahnmedicalsystems.com



Hahn Medical Systems

Eine Information zur photo-aktivierten Therapie (PACT®) von Onychomykose. Weitere Informationen zur photo-aktivierten Therapie erhalten Sie auch unter: www.hahnmedicalsystems.com

Überreicht von Ihrem Behandler:

Stempel

06/2014

Nagelpilztherapie mit PACT® Ratgeber für Patienten



PACT®

Hahn Medical Systems

Leichter Nagelpilzbefall

Zuhause behandeln mit PACT® UREA 40

Bei leichtem Befall kann eine 2-wöchige Behandlung mit PACT® UREA 40 Salbe ausreichend sein. PACT® UREA 40 Salbe enthält Harnstoff (ca. 40 %) und wird einmal täglich großzügig auf den betroffenen Nagel aufgetragen. PACT® UREA 40 Salbe kann den brüchigen (oder pilzbefallenen) Teil des Nagels auflösen. Der beschädigte Teil des Nagels kann abgelöst und vorsichtig abgeschnitten oder mit einer Nagelfeile entfernt werden. So kann der Nagel gesund nachwachsen.



Inhalt: PACT® UREA 40 Salbe 10g, Pflaster, Nagelfeile

Pharmazentralnummer: 10382557

Preis: 19,90 €

Erhältlich in der Apotheke und bei dem/der Fußpfleger/in.

Mittlerer bis schwerer Nagelpilzbefall

Behandlung in der Praxis (medizinische Fußpflege) mit PACT® MED

Bei mittlerem oder schwerem Befall reicht die Entfernung des befallenen Nagelanteils nicht mehr aus. In diesen Fällen muss auch das intakt scheinende Nagelmaterial von Pilzen befreit werden. Dazu wird der Nagel schonend befräst und anschließend eine photodynamische Pilz-/Keimabtötung (PACT®-Therapie) durchgeführt. Durch den speziellen PACT®-Farbstoff (Photosensitizer) werden die Pilze sensibel für das PACT®-Licht und sterben unter der Beleuchtung mit dem PACT® MED-Gerät binnen weniger Minuten ab. Die PACT®-Behandlung ist völlig schmerzfrei und hat keine Nebenwirkungen. Bei schwerem Befall wird die Behandlung unter Umständen mehrmals wiederholt.



Behandlungsdauer:

Die Wirkung kann erst nach einiger Zeit beurteilt werden, der befallene Nagelanteil muss auswachsen (ca. 3 Monate). Sollte der befallene Nagel nicht völlig gesund auswachsen, so kann die PACT®-Behandlung jederzeit wiederholt werden.